

BluLine

serie **Contenitori**
accessori d'uso per congelatori




APPARECCHI SCIENTIFICI

KW[®]



Green ICE

Contenitori accessori d'uso per congelatori



Ampia gamma di contenitori per ottimizzare l'impiego dello spazio interno nei congelatori KW. I congelatori, sia orizzontali che verticali, possono essere provvisti di contenitori, cassetiere, cassette, scatole e rack di vario tipo e misure.

CASSETTIERE PER CONGELATORI VERTICALI

in acciaio inox AISI 304 (1 cassetiera per ogni ripiano)

Modd. K(40)58-60-62 (e modd. S):

Per K(40)58:

- CA220200 per containers 2 ml. 16 cassette 200 posti cad. Ø 14 mm.
h = c.a. 48 mm. (3200 vials)

Per K(40)60:

- CA220240 per containers 2 ml. 16 cassette 240 posti cad. Ø 14 mm.
h = c.a. 48 mm. (3840 vials)

Per K(40)62:

- CA220280 per containers 2 ml. 20 cassette 240 posti cad. Ø 14 mm.
h = c.a. 48 mm. (4800 vials)

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI, in acciaio inox AISI 304, con manici, **PER CONGELATORI ORIZZONTALI:**

Modd. K52-54 K(40)52E-54E-55-55E (e modd. S):

- Cod. COS52 (ingombro cm.25x18x15/h)
n. 12 COS52 nel K52-52E; n. 24 COS52 nel K54-54E
n. 48 COS52 nel K55; n. 70 COS52 nel K55E

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI, in acciaio inox AISI 304, con manico, **PER CONGELATORI VERTICALI:**

Modd. K56-57 K(40)568-58-60-62-64 (e modd. S):

- Cod. COS56 (ingombro cm.16x43x11/h)
n. 6 COS56 per ogni ripiano nel K56-57
n. 8 COS56 per ogni ripiano nel K568-K58
- Cod. COS60 (ingombro cm.16x58x11/h)
n. 8 COS60 per ogni ripiano nel K60-64
n. 8 COS62 per ogni ripiano nel K62
n. 8 COS64 per ogni ripiano nel K69

CASSETTI, in acciaio inox AISI 304, **estraibili e scorrevoli su guide telescopiche, PER CONGELATORI VERTICALI:**


Modd. K56-57 K(40)568-58-60-62-64 (e modd. S):

- Cod. DRA56/1-DRA57/1-DRA568/1-DRA58/1-DRA60/1-DRA62/1-DRA64/1 (altezza cassetto cm.25)
n. 1 per ogni ripiano nel K56-57-568-58-60-62-64
- Cod. DRA56/2-DRA57/2-DRA568/2-DRA58/2-DRA60/2-DRA62/2-DRA64/2 (altezza cassetto cm.12)
n. 2 per ogni ripiano nel K56-57-568-58-60-62-64

SU RICHIESTA CASSETTI ESTRAIBILI DI SPECIFICHE ESECUZIONI

soluzioni personalizzate su richiesta

Contenitori (Rack, Portaprovette)



Modello del Congelatore	Tipo	Modello del Rack	N°di ripiani del congelatore	N° Rack per ripiano	Dimensioni (mm) cartone	N° Scatole per Rack	Dimensioni (mm) polipropilene	N° Scatole per Rack	Totali Scatole	Codice interno KW
KUB75	RACK DRA A CASSETTO AD ESTRAZIONE FRONTALE NEWS CONGELATORE VERTICALE	Rack DRA KUB75 8/5	2	3	133x133x50	8	133x130x50	8	48	8001033A
K58		Rack DRA K568/K57/K56 12/5	(*)	(*)	133x133x50	12	130x133x50	12	(*)240	8001032A
K60		Rack DRA K60 12/7,5 NEW	4	4	133x133x70	12	130x130x75	12	192	8001003A
K60		Rack DRA K60 16/5	4	5	133x133x50	16	130x130x50	16	320	8001002A
K62		Rack DRA K62 12/7,5	4	5	133x133x70	12	130x130x75	12	240	8001006A
K62		Rack DRA K62 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001007A
K64		Rack DRA K64 25/5	4	5	133x133x50	25	130x130x50	25	500	8001001A
K62-2D		Rack DRA K62-2D 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001008A
K62-2D		Rack DRA K62-2D 15/7,5	4	5	133x133x70	15	130x130x75	15	300	8001011A
K66		Rack DRA K66 25/5	4	6	133x133x50	25	130x130x50	25	600	8001029A
K66-2D		Rack DRA K66-2D 20/5	4	6	133x133x50	20	130x130x50	20	480	8001030A
K66-2D/K66		Rack DRA K66-2D 15/7,5	4	6	133x133x75	15	130x130x75	15	360	8001031A
K56	RACK AD ESTRAZIONE LATERALE CONGELATORE VERTICALE	Rack K56 12/5	4	3	133x133x50	12	130x130x50	12	144	8001012A
K56		Rack K56 9/7,5	4	3	133x133x70	9	130x130x75	9	108	8001013A
K56		Rack K56 6/10	4	3	133x133x100	6	130x130x95	6	72	8001014A
K60		Rack K60 16/5	4	5	133x133x50	16	130x130x50	16	320	8001015A
K60		Rack K60 12/7,5	4	5	133x133x70	12	130x130x75	12	240	8001016A
K60		Rack K60 8/10	4	5	133x133x100	8	130x130x95	8	160	8001017A
K62		Rack K62 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001004A
K62		Rack K62 12/7,5	4	5	133x133x70	12	130x130x75	12	240	8001018A
K62		Rack K62 8/12,5	4	5	133x133x100	8	130x130x125	8	160	8001019A
K64		Rack K64 25/5	4	5	133x133x50	25	130x130x50	25	500	8001020A
K64		Rack K64 15/7,5	4	5	133x133x70	15	130x130x75	15	300	8001021A
K62-2D		Rack K62-2D 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001022A
K568		Rack K568 15/5	4	4	133x133x50	15	130x130x50	15	240	8001023A
K52-K52E		Rack K52 8/5	*		133x133x50	8	130x130x50	8	56/64	8001005A
K52-K52E		Rack K52 6/7	*		133x133x70	6	130x130x75	6	42/48	8001024A
K52-K52E	Rack K52 4/100	*		133x133x100	4	130x130x95	4	28/32	8001025A	
K55-K55E	RACK A COLONNA CONGELATORI ORIZZONTALI	Rack K55 12/5	**		133x133x50	12	130x130x50	12	288	8001026A
K55-K55E		Rack K55 9/7	**		133x133x70	9	130x130x75	9	216	8001027A
K55-K55E		Rack K55 6/10	**		133x133x100	6	130x130x95	6	144	8001028A
K64	Cak (portaprovette)	Cak64 (speciale)	5		Portaprovette con 4 cassette da 216 posti Ø13 per ripiano			1080	8007001A	
K56		Cak56	***		Portaprovette con 4 cassette da 154 posti Ø14 per ripiano			462/616	8007002A	
K60		Cak60	****		Portaprovette con 4 cassette da 210 posti Ø14 per ripiano			840	8007003A	
		* = nel K52 ne entrano 7 Pz., mentre nel K52E entrano 8 Pz.		* = nel K54 ne entrano 16 Pz., mentre nel K54E entrano 24 Pz.						
		** = nel K55 ne entrano 24 Pz., mentre nel K55E entrano 39 Pz.		*** = nel K56/K57 ne entrano 3 per ripiano						
		*** = nel K568/K58 ne entrano 4 per ripiano		**** = nel K60/K62/k64 ne entrano 4 per ripiano						
		(*) = K58/K58-2D = n° 5 rack x ripiano(4) quindi n°20 Totali scatole n°240		K568 = n° 4 rack x ripiano(4) quindi n°16 Totali scatole n°192						
		K57 = n°3 rack x ripiano(2) quindi n°6 Totali scatole n°72		K56 = n°3 rack x ripiano(4) quindi n°12 Totali scatole n°144						

Contatti:

Direzione generale: management@kwkw.it
Responsabile ufficio tecnico di produzione: technician@kwkw.it
Responsabile ufficio commerciale: sales@kwkw.it
Ufficio Commerciale gare: commerciale@kwkw.it
Export: expdpt@kwkw.it
Assistenza tecnica e ricambi: assistenza@kwkw.it
Service line: service@kwkw.it
Ufficio logistica e spedizioni: delivery@kwkw.it
Amministrazione: administration@kwkw.it

APPARECCHI SCIENTIFICI

KW



= Allarme temperatura min. / max



= Luce interna



= Funzione DATA LOG



= Allarme guasto energia



= Allarme sonda guasta



= Allarme porta aperta



= Serratura



= Disaster Recovery / Safety Control



= Registratore grafico di temperatura



= Ruote

- La bassa temperatura
- Sapere di cosa si parla
- serie **K.130 A - K.130 C** congelatori -125°C
- serie **HS** congelatori -85°C
- serie **HS** Accessori contenitori ed accessori d'uso per congelatori
- serie **HS** particolari
- serie **HSL** congelatori -40°C
- legenda - serie **HS HSL PL PLL** congelatori -85°C -40°C
- serie **Premium Line KW** congelatori a bassissima temperatura -85°C
- serie **Premium Line KW** modelli **PL/2D** (doppia porta)
- serie **Premium Line KW** modelli **Banche Biologiche PL/S** Banca biologica® è un marchio registrato KW di esclusiva produzione KW
- serie **Premium Line KW** congelatori a bassissima temperatura -40°/-50°C modelli **K40...PLL**
- serie **Premium Line KW** modelli **Banche® K40...PLL/S** di esclusiva produzione KW
- serie **Premium Line KW** -accessori
- serie **Premium Line KW** Tastiera
- **Contenitori accessori d'uso per congelatori**
- serie **K Biological & Pharmacy Freezer Power Plus KBPF-PP** congelatori verticali -40°C
- serie **K Freezelab Super S KFS_NIA** congelatori verticali -30°C
- serie **KW Frig** congelatori orizzontali e verticali -30°C -40°C
- serie **K Refrilab Elite** frigoriferi verticali 0°C +10°C
- serie **K Freezelab Elite / Super** congelatori verticali -20°C / -30°C

- serie **KFDE** congelatori verticali -20°C -30°C linea Elite
- serie **KFDS** congelatori verticali -20°C -30°C linea Standard
- serie **KFDC** congelatori verticali -20°C -30°C linea Economica
- serie **KFCE** congelatori orizzontali -20°C -30°C linea Elite
- serie **KFCS** congelatori orizzontali -20°C -30°C linea Standard
- serie **KRFDE** frigo - congelatori verticali +4°C -20°C linea Elite
- serie **KRFDS** frigo - congelatori verticali +4°C -20°C linea Standard
- serie **KRFDC** frigo - congelatori verticali +4°C -20°C linea Economica
- serie **KLAB** frigoriferi, frigocongelatori, congelatori -20°C Il sistema di controllo
- serie **KLAB** frigoriferi, frigocongelatori, congelatori -20°C La struttura
- serie **KLAB** frigoriferi, frigocongelatori, congelatori -20°C L'impianto di refrigerazione
- serie **K-LAB freezers** congelatori verticali -20°C
- serie **K-LAB dual temp** frigocongelatori verticali +4°C / -20°C
- serie **K-LAB refrigerators** frigoriferi verticali +4°C
- serie **K-LAB 2T** frigoriferi verticali due temperature
- serie **K-LAB CR refrigerators** frigoriferi verticali per cromatografia +4°C
- serie **K-LAB Atvanguard line** frigoriferi e congelatori -20°C
- serie **K-LAB TG (Twin Group)** frigoriferi frigocongelatori congelatori -20°C "con doppi impianti"

- serie **K-LAB prefabbricati** frigoriferi e congelatori verticali di grande volume
- serie **Camere Fredde** +4°C -20°C
- serie **K BSR** - Medical Project Frigoriferi BIO(logical) PHARMA(cy) & BLOOD BANK REFRIGERATORS serie STANDARD
- serie **K BPR** - Medical Project Frigoriferi BIOLOGICI serie Farmaci
- serie **PHARMACY REFRIGERATORS** Medical Project mod. **KBPR 400V2T** a due temperature con compressori indipendenti
- serie **K BBR** - Medical Project Frigoriferi EMOTECHE serie SANGUE
- serie **K BPF** - Medical Project Congelatori BIOLOGICI -20°C serie Farmaci
- serie **KFT** Frigoriferi e Congelatori Trasportabili
- serie **Frigo Portatile ALCATHERM** con refrigerazione autonoma
- serie **Contenitore Isoterma FREETHERM** trasporto autonomo e regolazione nella conservazione dei prodotti congelati
- serie **Roll Auto Refrigerata** produzione di freddo autonoma istantanea e regolata
- serie **IFM** produttori di ghiaccio in scaglie
- serie **ICM** produttori di ghiaccio in cubetti
- **SLC** (Sistema di Controllo "Silver Line Control")
- **NIA** (Sistema di Controllo "New Ice Age Control")
- **ColdMaster** Software di gestione e visualizzazione dati per frigoriferi e congelatori linea KLAB
- **Web NIA Server (WNS)** Sistema per la supervisione in rete web di unità refrigerate con controllori