




# BlueLine

## serie Contenitori accessori d'uso per congelatori



Green ICE




KW Antibatterica





Green ICE

## Contenitori accessori d'uso per congelatori



Ampia gamma di contenitori per ottimizzare l'impiego dello spazio interno nei congelatori KW. I congelatori, sia orizzontali che verticali, possono essere provvisti di contenitori, cassettiere, cassette, scatole e rack di vario tipo e misure.

### CASSETTIERE PER CONGELATORI VERTICALI

in acciaio inox AISI 304 (1 cassetiera per ogni ripiano)

Modd. K(40)58-60-62 (e modd. S):

Per K(40)58:

- CA220200 per containers 2 ml. 16 cassette 200 posti cad. Ø 14 mm.  
h = c.a. 48 mm. (3200 vials)

Per K(40)60:

- CA220240 per containers 2 ml. 16 cassette 240 posti cad. Ø 14 mm.  
h = c.a. 48 mm. (3840 vials)

Per K(40)62:

- CA220280 per containers 2 ml. 20 cassette 240 posti cad. Ø 14 mm.  
h = c.a. 48 mm. (4800 vials)

**CONTENITORI SOVRAPPONIBILI**, in acciaio inox AISI 304, con manici, **PER CONGELATORI ORIZZONTALI:**

Modd. K52-54 K(40)52E-54E-55-55E (e modd. S):

- Cod. COS52 (ingombro cm.25x18x15/h)  
n. 12 COS52 nel K52-52E; n. 24 COS52 nel K54-54E  
n. 48 COS52 nel K55; n. 70 COS52 nel K55E

**CONTENITORI SOVRAPPONIBILI**, in acciaio inox AISI 304, con manico, **PER CONGELATORI VERTICALI:**

Modd. K56-57 K(40)568-58-60-62-64 (e modd. S):

- Cod. COS56 (ingombro cm.16x43x11/h)  
n. 6 COS56 per ogni ripiano nel K56-57  
n. 8 COS56 per ogni ripiano nel K568-K58
- Cod. COS60 (ingombro cm.16x58x11/h)  
n. 8 COS60 per ogni ripiano nel K60-64  
n. 8 COS62 per ogni ripiano nel K62  
n. 8 COS64 per ogni ripiano nel K69

**CASSETTI**, in acciaio inox AISI 304, **estraibili e scorrevoli su guide telescopiche, PER CONGELATORI VERTICALI:**

Modd. K56-57 K(40)568-58-60-62-64 (e modd. S):


- Cod. DRA56/1-DRA57/1-DRA568/1-DRA58/1-DRA60/1-DRA62/1-DRA64/1 (altezza cassetto cm.25)  
n. 1 per ogni ripiano nel K56-57-568-58-60-62-64
- Cod. DRA56/2-DRA57/2-DRA568/2-DRA58/2-DRA60/2-DRA62/2-DRA64/2 (altezza cassetto cm.12)  
n. 2 per ogni ripiano nel K56-57-568-58-60-62-64

**SU RICHIESTA CASSETTI ESTRAIBILI DI SPECIFICHE ESECUZIONI**

**soluzioni personalizzate su richiesta**



# Contenitori (Rack, Portaprovette)



Modello del Congelatore	Tipo	Modello del Rack	N°di ripiani del congelatore	N° Rack per ripiano	Dimensioni (mm) cartone	N° Scatole per Rack	Dimensioni (mm) polipropilene	N° Scatole per Rack	Totali Scatole	Codice interno KW
KUB75	RACK DRA A CASSETTO AD ESTRAZIONE FRONTALE NEWS CONGELATORE VERTICALE	Rack DRA KUB75 8/5	2	3	133x133x50	8	133x130x50	8	48	8001033A
K58		Rack DRA K568/K57/K56 12/5	(*)	(*)	133x133x50	12	130x133x50	12	(*)240	8001032A
K60		Rack DRA K60 12/7,5 NEW	4	4	133x133x70	12	130x130x75	12	192	8001003A
K60		Rack DRA K60 16/5	4	5	133x133x50	16	130x130x50	16	320	8001002A
K62		Rack DRA K62 12/7,5	4	5	133x133x70	12	130x130x75	12	240	8001006A
K62		Rack DRA K62 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001007A
K64		Rack DRA K64 25/5	4	5	133x133x50	25	130x130x50	25	500	8001001A
K62-2D		Rack DRA K62-2D 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001008A
K62-2D		Rack DRA K62-2D 15/7,5	4	5	133x133x70	15	130x130x75	15	300	8001011A
K66		Rack DRA K66 25/5	4	6	133x133x50	25	130x130x50	25	600	8001029A
K66-2D		Rack DRA K66-2D 20/5	4	6	133x133x50	20	130x130x50	20	480	8001030A
K66-2D/K66		Rack DRA K66-2D 15/7,5	4	6	133x133x75	15	130x130x75	15	360	8001031A
K56	RACK AD ESTRAZIONE LATERALE CONGELATORE VERTICALE	Rack K56 12/5	4	3	133x133x50	12	130x130x50	12	144	8001012A
K56		Rack K56 9/7,5	4	3	133x133x70	9	130x130x75	9	108	8001013A
K56		Rack K56 6/10	4	3	133x133x100	6	130x130x95	6	72	8001014A
K60		Rack K60 16/5	4	5	133x133x50	16	130x130x50	16	320	8001015A
K60		Rack K60 12/7,5	4	5	133x133x70	12	130x130x75	12	240	8001016A
K60		Rack K60 8/10	4	5	133x133x100	8	130x130x95	8	160	8001017A
K62		Rack K62 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001004A
K62		Rack K62 12/7,5	4	5	133x133x70	12	130x130x75	12	240	8001018A
K62		Rack K62 8/12,5	4	5	133x133x100	8	130x130x125	8	160	8001019A
K64		Rack K64 25/5	4	5	133x133x50	25	130x130x50	25	500	8001020A
K64		Rack K64 15/7,5	4	5	133x133x70	15	130x130x75	15	300	8001021A
K62-2D		Rack K62-2D 20/5	4	5	133x133x50	20	130x130x50	20	400	8001022A
K568		Rack K568 15/5	4	4	133x133x50	15	130x130x50	15	240	8001023A
K52-K52E		Rack K52 8/5	*		133x133x50	8	130x130x50	8	56/64	8001005A
K52-K52E	Rack K52 6/7	*		133x133x70	6	130x130x75	6	42/48	8001024A	
K52-K52E	Rack K52 4/100	*		133x133x100	4	130x130x95	4	28/32	8001025A	
K55-K55E	RACK A COLONNA CONGELATORI ORIZZONTALI	Rack K55 12/5	**		133x133x50	12	130x130x50	12	288	8001026A
K55-K55E		Rack K55 9/7	**		133x133x70	9	130x130x75	9	216	8001027A
K55-K55E		Rack K55 6/10	**		133x133x100	6	130x130x95	6	144	8001028A
K64	Cak (portaprovette)	Cak64 (speciale)	5						1080	8007001A
K56		Cak56	***						462/616	8007002A
K60		Cak60	****						840	8007003A
		* = nel K52 ne entrano 7 Pz., mentre nel K52E entrano 8 Pz.		* = nel K54 ne entrano 16 Pz., mentre nel K54E entrano 24 Pz.						
		** = nel K55 ne entrano 24 Pz., mentre nel K55E entrano 39 Pz.		*** = nel K56/K57 ne entrano 3 per ripiano						
		*** = nel K568/K58 ne entrano 4 per ripiano		**** = nel K60/K62/k64 ne entrano 4 per ripiano						
		(*) = K58/K58-2D = n° 5 rack x ripiano(4) quindi n°20 Totali scatole n°240		K568 = n° 4 rack x ripiano(4) quindi n°16 Totali scatole n°192						
		K57 = n°3 rack x ripiano(2) quindi n°6 Totali scatole n°72		K56 = n°3 rack x ripiano(4) quindi n°12 Totali scatole n°144						

**Contatti:**

Direzione generale: [management@kwkw.it](mailto:management@kwkw.it)

Responsabile ufficio tecnico di produzione: [technician@kwkw.it](mailto:technician@kwkw.it)

Responsabile ufficio commerciale: [sales@kwkw.it](mailto:sales@kwkw.it)

Ufficio Commerciale gare: [commerciale@kwkw.it](mailto:commerciale@kwkw.it)

Export: [expdpt@kwkw.it](mailto:expdpt@kwkw.it)


Assistenza tecnica e ricambi: [assistenza@kwkw.it](mailto:assistenza@kwkw.it)


Service line: [service@kwkw.it](mailto:service@kwkw.it)

Ufficio logistica e spedizioni: [delivery@kwkw.it](mailto:delivery@kwkw.it)

Amministrazione: [administration@kwkw.it](mailto:administration@kwkw.it)

La KW Apparecchi Scientifici, ferme restando le caratteristiche principali dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare alle stesse, senza darne preavviso, tutte quelle modifiche ritenute necessarie. Questo catalogo è a scopo informativo e illustrativo, la qualità delle immagini e il contenuto del testo possono aver subito alterazioni in fase di stampa.

 = Allarme temperatura min. / max


 = Luce interna

 = Funzione DATA LOG


 = Allarme guasto energia

 = Allarme sonda guasta

 = Allarme porta aperta

 = Serratura

 = Disaster Recovery / Safety Control

 = Registratore grafico di temperatura

 = Ruote




**Cold storage equipment**



**Incubation and microbiological test equipment**



**Ovens, drying and sterilizing equipment**



**Maintenance, IQ, OQ, PQ, hardware and software for equipment management**



**Medical devices for transfusion centres**



ISO 9001:2008



ISO 13485:2003



ISO 14001:2004



OHSAS 18001 2007