



APPARECCHI
SCIENTIFICI

Promo Autunno 2022

KW save kWh

FRIGORIFERI

+4°C

capacità
150 LT

dimensioni
60x62x84 cm

ripiani
3

CODICE PROMO

anta cieca
KBPR180CNGX
anta in vetro
KBPR180VNGX



DISPONIBILE
ANCHE CON
ANTA CIECA

SOTTOBANCO

Con registrazione delle temperature

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno inox AISI 304.
- Piedini regolabili (parte anteriore), ruote (parte posteriore).
- Controllo a microprocessore con display digitale, registrazione temperature ed allarmi, porta USB.
- Ergonomico e di facile pulizia.
- Elevata efficienza energetica.
- Presenza di batteria tampone in caso di black out.



(rottamazione gratuita del vs vecchio strumento)

capacità
300 LT

dimensioni
67x64x183 cm

ripiani
4

CODICE PROMO

anta cieca
KBPR310CHTS
anta in vetro
KBPR310VHTS



DISPONIBILE
ANCHE CON
ANTA CIECA

300 LITRI

Con registrazione delle temperature

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno inox AISI 304.
- Registrazione temperature ed allarmi, con porta USB per scarico dati.
- Controllo HTS con display touch screen da 5". Visualizzazione grafico temperatura.
- Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici, sbrinamento automatico.
- Elevata efficienza energetica.
- Presenza di batteria tampone in caso di black out.

(rottamazione gratuita del vs vecchio strumento)



PROMO

Valide fino al 31 dicembre 2022

kwkw.it



APPARECCHI
SCIENTIFICI

FRIGORIFERI

+4°C

capacità
600 LT

dimensioni
78x73x190 cm

ripiani
5

CODICE PROMO

anta cieca
KBPR600CNG
anta in vetro
KBPR600VNG



**DISPONIBILE
ANCHE CON
ANTA CIECA**



600 LITRI

Con registrazione delle temperature

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno in ABS.
- Controllo a microprocessore con display digitale, registrazione temperature ed allarmi, porta USB.
- Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici, sbrinamento automatico.
- Elevata efficienza energetica.
- Presenza di batteria tampone in caso di black out.
- Facile utilizzo e gestione.

(rottamazione gratuita del vs vecchio strumento)

capacità
700 LT

dimensioni
67x89x201 cm

ripiani
5

CODICE PROMO

anta in vetro
KLABR700VHTSTK



**DISPONIBILE
ANCHE CON
ANTA CIECA**



700 LITRI

Con registrazione delle temperature

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno inox AISI 304.
- Registrazione temperature ed allarmi, con porta USB per scarico dati.
- Controllo HTS con display touch screen da 5". Visualizzazione grafico temperatura.
- Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici, sbrinamento automatico.
- Elevata efficienza energetica.
- Presenza di 4 ruote con freno.

(rottamazione gratuita del vs vecchio strumento)

PROMO

Valide fino al 31 dicembre 2022

kwkw.it



APPARECCHI
SCIENTIFICI

CONGELATORI VERTICALI

**-20°C
-30°C**



-20°C/-30°C

Con registrazione delle temperature

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno inox AISI 304.
- Registrazione temperature ed allarmi, con porta USB per scarico dati.
- Controllo HTS con display touch screen da 5". Visualizzazione grafico temperatura.
- Spessore di coibentazione 90mm.
- **Elevata efficienza energetica!!...**a richiesta maggiori dettagli.
- Non necessità di sbrinamento per la massima stabilità del tuo campione.

(rottamazione gratuita del vs vecchio strumento)

CODICE PROMO

	CAPACITÀ	DIMENSIONI ESTERNE	RIPIANI
KFS100HTS	127 LITRI	71x79x83 cm	3
KFS600HTS	600 LITRI	73x94x199 cm	5

capacità
700 LT

dimensioni
67x89x201 cm

ripiani
5

CODICE PROMO
KLABF700CHTSTK



700 LITRI

Con registrazione delle temperature

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno inox AISI 304.
- Registrazione temperature ed allarmi, con porta USB per scarico dati.
- Controllo HTS con display touch screen da 5". Visualizzazione grafico temperatura.
- Refrigerazione ventilata con refrigeranti ecologici, sbrinamento automatico.
- Elevata efficienza energetica.
- Spessore di coibentazione 60mm

(rottamazione gratuita del vs vecchio strumento)



PROMO

Valide fino al 31 dicembre 2022

kwkw.it



Ultracongelatori a bassissima temperatura per impieghi di laboratorio

- Struttura esterna in acciaio preverniciato bianco, interno inox AISI 304.
- N.4 ripiani in acciaio inox e n.4 controportelli coibentati.
- Ripiani modulabili in altezza in funzione dei rack utilizzati.
- Robusta maniglia ergonomica di facile utilizzo grazie alla tecnologia push-pull.
- Refrigerazione a cascata con due compressori e due sonde di temperatura indipendenti per la massima sicurezza del campione.
- Spessore di coibentazione di 140 mm!!

**100%
eco**

**Refrigeranti
ecologici HC**



Controller PL ADV

- Registrazione temperature ed eventi di allarme.
- Modulo WiFi interno e buzzer.
- Connessione con App dedicata e pagine web.
- Supervisione tramite Cloud per KW.
- Registrazione del report grafico ed invio allarmi via e-mail.
- Compliance con Industria 4.0

CODICE PROMO

	CAPACITÀ	DIMENSIONI ESTERNE	RIPIANI/VANI
K58PLADV	354 LITRI	105x84x189 cm	4
K60PLADV	506 LITRI	105x103x199 cm	4

PROMO

Valide fino al 31 dicembre 2022

KW Apparecchi Scientifici S.r.l.

Via della Resistenza, 119 53035 Monteriggioni, Siena, Italy

Email sales@kwkw.it Tel +39-0577-309143/5 Fax +39-0577-309142

kwkw.it